

Detergente Bienzimático Neutro de Alta Performance

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Surgizime® E2 es una solución concentrada diseñada para la limpieza profunda y el pre-lavado de instrumental médico, quirúrgico y odontológico. Su fórmula neutra y biodegradable está optimizada para eliminar restos orgánicos complejos mediante una acción enzimática dual, garantizando la integridad de los materiales más delicados.

COMPOSICIÓN TÉCNICA

Componente	Acción Específica
Proteasa	Degradación de proteínas (sangre, moco, tejidos y detritos celulares).
Amilasa	Eliminación de carbohidratos complejos y residuos de almidón.
Tensioactivos No Iónicos	Facilitan la humectación y mantienen la suciedad en suspensión.
Inhibidor de Corrosión	Protección activa de superficies metálicas y aleaciones sensibles.
Agente Quelante	Asegura el máximo rendimiento incluso en aguas con alta dureza.

PROTOCOLO DE APLICACIÓN

Apto para uso en lavado manual, cubas ultrasónicas y lavadoras automáticas.

- **Dosificación Recomendada:** 8 ml por litro de agua (una tapa del envase original).
- **Temperatura de activación:** Se recomienda el uso de agua tibia (35°C - 50°C) para maximizar la actividad enzimática.
- **Tiempo de inmersión:** De 10 a 15 minutos según el nivel de suciedad.

- **Enjuague:** Finalizar el proceso con abundante agua de calidad antes de la esterilización.

| CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- **pH Neutro:** Seguro para el instrumental de microcirugía, endoscopía y odontología (turbinas, fresas).
- **Fórmula de Baja Espuma:** Optimiza la visibilidad durante el lavado manual y no obstruye conductos automáticos.
- **Biodegradabilidad:** Producto responsable con el medio ambiente, libre de fosfatos.

| INFORMACIÓN REGULATORIA

Registro Sanitario ANMAT: PM-010-01.

Precauciones: Almacenar en envase original, en ambiente fresco y protegido de la luz solar. No mezclar con cloro, ya que inactiva la acción enzimática.